

FIXADORES CIRCULARES

Os Fixadores Circulares SELAZ são sistemas para tratamento de fraturas, correção de deformidades e reconstruções ósseas em geral. Estão disponíveis em duas versões: Fixador Circular AL e Fixador Circular Radiotransparente.



FIXADOR CIRCULAR RADIOTRASPARENTE

Os Componentes Radiotransparentes SELAZ são consequência de anos de pesquisa e de melhorias contínuas de produto, empregando compósitos de plástico reforçado por fibras de carbono nos principais componentes da montagem. O dimensionamento estrutural e orientação das fibras foram otimizados com vistas a maximizar a rigidez e resistência aos esforços clínicos, resultando em componentes estáveis, seguros e radiotransparentes.

FIXADOR CIRCULAR AL

Composto por anéis, semianéis, arcos femorais, placas de conexão curtas, curvas e torcidas, hastes prolongadoras e acessórios para a montagem do sistema para pés, o Fixador Circular AL emprega ligas de alumínio tipicamente utilizadas no setor aeroespacial, reduzindo o peso do sistema e maximizando sua resistência mecânica.



Muito além dos componentes tradicionais, o Fixadores Circulares SELAZ também contam com distratores e articulações especiais, além de uma enorme variedade de acessórios que permitem a realização de diversos tipos de tratamentos. Os elementos de conexão em aço inox são diferenciados pelo acabamento, qualidade da matéria prima e projeto SELAZ, priorizando a distribuição dos esforços e dificultando o afrouxamento dos componentes na montagem.

Anéis AL/ Radiotransparentes

080mm/ 100mm/ 110mm/ 120mm
130mm/ 140mm /150mm/ 160mm
180mm /200mm/ 220mm/ 240mm



Semianéis AL/ Radiotransparentes

080mm/ 100mm/ 110mm/120mm
130mm/ 140mm /150mm/ 160mm
180mm / 200mm/ 220mm/ 240mm



Arcos Femorais AL/ Radiotransparentes

100mm/ 120mm/ 140mm



Distratores Angulares
100mm/ 150mm



Articulação Externa 100mm



Articulação Linear 100mm



Hastes Telescópicas
100 mm/ 150 mm/ 200 mm



Placas de Conexão AL
2 Furos/ 3 Furos/ 4 Furos
5 Furos/ 6 Furos/ 7 Furos
8 Furos/ 9 Furos/ 10 Furos



Placas Curvas AL
2 Furos/ 3 Furos/ 4 Furos



Placas Torcidas AL
2 Furos/ 3 Furos/ 4 Furos



Hastes Rosqueadas
040mm/ 060mm/ 080mm/
100mm/ 120mm/ 150mm
180mm/ 200mm/ 250mm/
300mm/ 350mm



Hastes Rosqueadas c/ Canal
040mm/ 060mm
080mm/ 100mm



Hastes Articulações
150 mm/ 060 mm



Hastes Rosqueadas c/ Furo
040mm/ 060mm
080mm/100mm



**Parafuso
Fixa Fio M6x20**



**Porta Pino de Schanz
Pequeno**



**Porta Pino de Schanz
Grande**



**Porta Pino de Schanz
para Anel**



Arruela Lisa M6



Arruela Côncava M6



Arruela Convexa M6



Arruela com Canal M6



Cardam



Bandeiras Macho
1 Furo/ 2 Furos
3 Furos/ 4 Furos



Bandeiras Fêmea
1 Furo/ 2 Furos
3 Furos/ 4 Furos



Buchas Chatas
1 Furo/ 2 Furos
3 Furos/ 4 Furos



Buchas Sextavadas
20mm/ 40mm/ 60mm



**Bucha Quadrada
Numerada**



**Limitador de Borracha
para fio**



**Limitador de Borracha
para pino**



Suporte em C



**Porca Sextavada
com Flange M6**



**Porca Sextavada
com Flange estriada M6**



**Porca Sextavada M6
Autotravante**



Parafusos Sextavados c/ Flange
M6x12/ M6x16/ M6x20
M6x25/ M6x30/ M6x40

Acessórios AL

Os componentes 1/2 Anel AL e Haste Prolongadora AL são acessórios do fixador circular para montagens especiais e montagens para os pés.



5/8 Anel AL
080mm/ 100mm/ 110mm
120mm/ 130mm/ 140mm
150mm/ 160mm/ 180mm
200mm/ 220mm/ 240mm



1/2 Anel AL
080mm/ 100mm/ 110mm
120mm/ 130mm/ 140mm
150mm/ 160mm/ 180mm
200mm



1/3 Anel AL
120mm/ 160mm
200mm/ 240mm



Hastes Prolongadoras AL
080mm/ 110mm/ 140mm
170mm/ 200mm

Instrumentais

BROCA 2,5X150MM
BROCA 3,2X150MM
BROCA 3,2X280MM
BROCA 4,5X280MM

CHAVE ALLEN 3MM
CHAVE CACHIMBO
CHAVE COMBINADA 10MM
CHAVE T

GUIA PARA BROCA 4MM/ 2,5MM
GUIA PARA BROCA 5MM/ 3,2MM
GUIA PARA BROCA 6MM/ 4,5MM
CABO PARA GUIA DOS PINOS
TENSIONADOR DE FIOS K

GUIA PARA PINO 4MM
GUIA PARA PINO 5MM
GUIA PARA PINO 6MM
TROCAR 3,2MM
TROCAR 4,5MM